

MiniQuattroRack A, farblich gemischt

12x1.5/2.0ml, 9x1.5/2.0ml, 6x15ml, 2x50ml

LxBxH = 92 x 244 x 41 mm pro Segmentl



4 Stück

Artikel-Nr.: 730189 | Biozym

60,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: gemischt

Gefäßgröße: 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 15 ml, 50 ml

Stellplätze: 2, 6, 9, 12

Verpackung: 4 Stück

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 12 Gefäße der Größe 1.5 ml oder 2.0 ml (numerisch codiert)
- 9 Gefäße der Größe 1.5 oder 2.0 ml bzw. Gefäße mit einer Größe von 13 x 100 mm und 12 x 75 mm (numerisch codiert)
- 6 Gefäße der Größe 15 ml bzw. Gefäße mit einer Größe von 17 x 100 mm und 16 x 125 mm (numerisch codiert)
- 2 Gefäße der Größe 50 ml (numerisch codiert)

Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 92 x 244 x 41 mm

Abmessungen des Containers (für 4 Racks): L x B x H = 102 x 244 x 41 mm