


MaxiQuattro-Rack B, pink

8x30mm, 20x20mm, 24x16/17mm, 40x12/13mm

LxBxH = 200 x 117 x 96 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 730191 | Biozym

31,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 13-30 mm

Farbe: pink

Stellplätze: 8, 20, 24, 40

Verpackung: 1 Stück

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 8 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 30 mm (z. B. 50 ml Gefäße)
- 20 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 20 mm
- 24 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 16 bzw. 17 mm (z. B. 15 ml Gefäße)
- 40 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 12 bzw. 13 mm

Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 200 x 117 x 96 mm