

100er-Lagerrack, m. Scharnierdeckel, farblos

für 100 x 1.5/2.0 ml Gefäße

LxBxH = 151 x 139 x 55 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 730200 | Biozym

36,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: farblos

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 5 Stück