

## FITC anti-human FOXP3

Mouse IgG1, kappa  
206D

**BioLegend**  
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B320105 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 320105

**128,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICFC

**Clone:** 206D

**Format:** FITC

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 25 tests

FITC anti-human FOXP3

Clone: 206D

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Forkhead box protein P3, Scurfin, JM2, IPEX, Zinc finger protein JM2

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App\_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2946>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>