

PE anti-human Ig light chain lambda

Mouse IgG2a, kappa

MHL-38

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B316607 | **BioLegend** | Herstellernummer: 316607

66,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MHL-38

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human Ig light chain lambda

Clone: MHL-38

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Immunoglobulin light chain lambda

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3305>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>