

Purified anti-human CD52

Mouse IgG2a, kappa
HI186

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B316002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 316002

67,50 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC-P

Clone: HI186

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD52

Clone: HI186

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Cambridge pathology antigen 1 (CAMPATH-1), epididymal secretory protein 1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2795>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>