

PE anti-human CD52

Mouse IgG2a, kappa
HI186

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B316005 | **BioLegend** | Herstellernummer: 316005

73,50 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HI186

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD52

Clone: HI186

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Cambridge pathology antigen 1 (CAMPATH-1), epididymal secretory protein 1

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3946>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>