


PCR WorkStation Rack, pink

24 x 1.5/2.0 ml, 16 x 0.5 ml, 32 + 96 x 0.2/0.1 ml

LxBxH = 215 x 114 x 49 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 732401 | Biozym

118,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit, Lager

Farbe: pink

Gefäßgröße: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 16, 24, 32, 96

Verpackung: Packung à 5 Stück