

Purified anti-human CD72

Mouse IgG2b, kappa
3F3

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B316202 | **BioLegend** | Herstellernummer: 316202

67,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IP

Clone: 3F3

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD72

Clone: 3F3

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Lyb-2, Ly-19.2, Ly-32.2

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3076>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>