

Purified anti-human beta2-microglobulin

Mouse IgG1, kappa
2M2

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B316302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 316302

67,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA, FC, WB
Clone: 2M2
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human beta2-microglobulin

Clone: 2M2
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: beta2M, beta2-M, beta2-microglobulin b2-M, b2M
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, WB, ELISA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3078>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>