

PE anti-human beta2-microglobulin

Mouse IgG1, kappa
2M2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B316306 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 316306

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 2M2

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human beta2-microglobulin

Clone: 2M2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: beta2M, beta2-M, beta2-microglobulin b2-M, b2M

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3080>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>