

Purified anti-human/mouse CD266 (Fn14, TWEAK R)

Mouse IgG2b, kappa
ITEM-4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B314102 | BioLegend | Herstellernummer: 314102

138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICC, IHC-F, IHC-P, WB

Clone: ITEM-4

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human/mouse CD266 (Fn14, TWEAK R)

Clone: ITEM-4

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Fibroblast growth factor-inducible 14 kD protein (Fn14), TWEAK receptor, TNFRSF12A

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC, IHC-P, IHC-F, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2664>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>