

Work-Rack, pink

für 96 x 0,1 - 0.2 ml Gefäße, 8er & 12er Streifen
LxBxH = 126 x 87 x 32 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 739601 | Biozym

40,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit, Lager

Farbe: pink

Gefäßgröße: 0.2 ml

Stellplätze: 96

Verpackung: Packung à 5 Stück