

PE anti-human CD158b/j (KIR2DL2/L3/S2)

Mouse IgG2a, kappa
DX27

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B312605 | **BioLegend** | Herstellernummer: 312605

73,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: DX27

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD158b/j (KIR2DL2/L3/S2)

Clone: DX27

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CD158b1 (KIR2DL2, p58.2), CD158b2 (KIR2DL3, p58.3), CD158j (KIR2DS2, p50.2), KIR-NKAT2

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2281>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>