

PE anti-human CD158e1 (KIR3DL1, NKB1)

Mouse IgG1, kappa
DX9

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B312708 | **BioLegend** | Herstellernummer: 312708

142,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: DX9

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD158e1 (KIR3DL1, NKB1)

Clone: DX9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NKAT3, NKB1, KIR-NKB1, p70

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2286>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>