

PE anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Mouse IgG1, kappa
BV10A4H2

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B313305 | **BioLegend** | Herstellernummer: 313305

70,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: BV10A4H2

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Clone: BV10A4H2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: FMS-like tyrosine kinase-3, FLT-3, STK-1, Flk-2

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2359>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>