

## Purified anti-human CD9

Mouse IgG1, kappa  
HI9a

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B312102 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 312102

**90,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICC

**Clone:** HI9a

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human CD9

Clone: HI9a

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Tetraspanin, MRP-1, DRAP-24

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, ICC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2211>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>