

Alexa Fluor® 488 anti-human CD69

Mouse IgG1, kappa
FN50

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B310916 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 310916

190,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: FN50

Format: A488

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD69

Clone: FN50

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Very Early Activation Antigen (VEA), Activation inducer molecule (AIM)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A488

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3358>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>