

PE anti-human CD275 (B7-H2, ICOSL)

Mouse IgG2b, kappa
2D3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B309404 | **BioLegend** | Herstellernummer: 309404

153,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 2D3

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD275 (B7-H2, ICOSL)

Clone: 2D3

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: CD275, ICOSL, B7H2, ICOS-L, B7RP-1, B7-RP1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1515>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>