

## SafeSeal Tips Premium 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



100 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 690011 | Biozym

**26,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 10 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SafeSeal Premium

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 100 Stück in Einzelverpackung

#### Filterspitze passend für:

- Brand Transferpette 10 µl, Eppendorf 10 µl (grau)
- Finn Digital 10 µl
- Finn Focus 10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Socorex 2 µl, Socorex 10 µl (grün)

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

#### Die Vorteile:

- Unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen