

SafeSeal Tips Premium 20 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



100 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 690021 | Biozym

26,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: ja
Graduierung: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 20 µl
Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium
Sterilität: steril
Verpackung: 100 Stück in Einzelverpackung

Filterspitze passend für:

- Sartorius/Biohit Proline Plus 20 µl
- Sartorius/Biohit mLine 20 µl
- Brand Transferpette 20 µl (gelb)
- Eppendorf 20 µl (gelb)
- Finn Digital 20 µl
- Gilson Pipetman P-20
- Nichiryo 20 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20
- Rainin Pipet-Lite SL-20
- Socorex 20 µl.

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri