

Pacific Blue anti-human HLA-DR

Mouse IgG2a, kappa
L243

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B307623 | **BioLegend** | Herstellernummer: 307623

100,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: L243

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Pacific Blue anti-human HLA-DR

Clone: L243

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Major Histocompatibility Class II, MHC class II

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PB

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3335>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>