

Purified anti-human CD184 (CXCR4)

Mouse IgG2a, kappa
12G5

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B306501 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 306501

67,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: CyTOF®, FC, ICC, IHC

Clone: 12G5

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD184 (CXCR4)

Clone: 12G5

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CXCR4, Fusin

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC, CyTOF®, IHC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=544>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>