

## SafeSeal Tips Premium 100 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



100 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 690101 | Biozym

**26,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 100 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SafeSeal Premium

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 100 Stück in Einzelverpackung

**Filterspitze passend für:**

- Sartorius Proline Plus 50 und 100 µl
- Sartorius mLine 100 µl,
- Brand Transferpette 100 µl
- Eppendorf 100 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 100 µl
- Gilson Pipetman P-100 und P-200
- Rainin Pipet-Classic PR100
- Rainin Pipet-Lite SL-100

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

**Die Vorteile:**

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen