

SafeSeal Tips Premium 100 µl, steril, Großpackung

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei

X Pack - nicht rabattfähig



50 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 692066X | Biozym

309,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium

Sterilität: steril

Verpackung: 50 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline Plus 50 und 100 µl
- Sartorius mLine 100 µl,
- Brand Transferpette 100 µl
- Eppendorf 100 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 100 µl
- Gilson Pipetman P-100 und P-200
- Rainin Pipet-Classic PR100
- Rainin Pipet-Lite SL-100

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen