

Purified anti-human CD116

Mouse IgG1, kappa
4H1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B305902 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 305902

81,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, IP, WB

Clone: 4H1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD116

Clone: 4H1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: GM-CSFRalpha chain

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IP, WB, IHC-P, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=575>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>