

Purified anti-human CD95 (Fas)

Mouse IgG1, kappa
DX2

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B305602 | **BioLegend** | Herstellernummer: 305602

148,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICC, IHC

Clone: DX2

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD95 (Fas)

Clone: DX2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Fas, APO-1, TNFRSF6

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC, IHC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=645>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>