

PE anti-human CD95 (Fas)

Mouse IgG1, kappa
DX2

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B305607 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 305607

104,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: DX2

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD95 (Fas)

Clone: DX2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Fas, APO-1, TNFRSF6

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=643>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>