

APC anti-human CD62P (P-Selectin)

Mouse IgG1, kappa
AK4

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B304910 | **BioLegend** | Herstellernummer: 304910

189,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: AK4

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD62P (P-Selectin)

Clone: AK4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: GMP-140, PADGEM

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=592>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>