

## PE anti-human CD45RA

Mouse IgG2b, kappa  
HI100

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B304108 | **BioLegend** | Herstellernummer: 304108

**63,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC, SB

**Clone:** HI100

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2b

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD45RA

Clone: HI100

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: GP180, L-CA, LCA, LY5, T200, PTPRC

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App\_Abbrev: FC, SB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=687>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>