

Alexa Fluor® 488 anti-human CD31

Mouse IgG1, kappa
WM59

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B303110 | **BioLegend** | Herstellernummer: 303110

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: WM59

Format: A488

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD31

Clone: WM59

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: PECAM-1, EndoCAM

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: A488

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3259>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>