

PE anti-human CD26

Mouse IgG2a, kappa
BA5b

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B302705 | **BioLegend** | Herstellernummer: 302705

66,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: BA5b

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD26

Clone: BA5b

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: ADA-binding protein, DPP IV ectoenzyme, EC 3.4.14.5, DPP4

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=611>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>