

Pacific Blue anti-human CD19

Mouse IgG1, kappa
HIB19

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B302224 | **BioLegend** | Herstellernummer: 302224

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HIB19

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Pacific Blue anti-human CD19

Clone: HIB19

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: B4

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PB

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3334>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>