

## SeaKem LE Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849001 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50001



Abbildung ähnlich

**72,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Applikation:** Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** 200 bp - 23 kb

**Verpackung:** 25 g



Seit über 40 Jahren der Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren

**Die Vorteile:** <?xml:namespace prefix="o" />

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

**Die Daten:**

Geltemperatur (1,5%):	36 °C +/- 1,5 °C
H <sub>2</sub> O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,15 %
EEO(-m):	0,09-0,13
Gelstärke (1%):	≥ 1.200 g/cm <sup>2</sup>
DNase- u. RNase-Aktivität:	Nicht nachweisbar

**Lagerbedingungen:** 18 °C - 26 °C

**Typische Anwendungen:**

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

Abb. Trennverhalten SeaKem LE

