

## SeaKem LE Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849001 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50001



Abbildung ähnlich

**73,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Applikation:** Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** 200 bp - 23 kb

**Verpackung:** 25 g

Seit über 40 Jahren der Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren

- Universalagarose für Ihre Routineelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

Die Daten:

- Geliertemperatur (1,5 %): 36 +/- 1,5 °C
- Wassergehalt: <= 10 %
- Sulfatgehalt: <= 0,15 %
- EEO (-m): 0,09-0,13
- Gelstärke (1 %): >= 1.200 g/cm<sup>2</sup>
- DNase- u. RNase-Aktivität: Nicht nachweisbar

**GARANTIERT**



Lagerbedingungen: 18 - 26 °C Typische

Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))

