

SeaKem LE Agarose

(= 2 x 849004)

2 x 500 g

Artikel-Nr.: 849006 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 2 x 50004



Abbildung ähnlich

524,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Applikation: Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: 200 bp - 23 kb

Verpackung: 2 x 500 g

GARANTIERT



Seit über 40 Jahren der Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren

Die Vorteile:

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

Die Daten:

Geltemperatur (1,5%):	36 °C +/- 1,5 °C
H ₂ O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,15 %
EEO(-m):	0,09-0,13
Gelstärke (1%):	≥ 1.200 g/cm ²
DNase- u. RNase-Aktivität:	Nicht nachweisbar

Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))

Abb. Trennverhalten SeaKem LE

