

SeaKem ME Agarose

25 g



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr.: 849011 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50011

127,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendung: analytische Auftrennung (DNA/RNA/Protein), Serumprotein-/Immun-Elektrophorese

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: größer 600 kDa

Verpackung: 25 g



Die ideale Wahl für Serumprotein- und Immunelektrophorese

Die Vorteile:

- Durch hohe Gel-Klarheit und minimale unspezifische Bindungen die perfekte Wahl für Ihre Immundiffusionstechniken

Die Daten:

Geltemperatur (1,5%):	36 °C ± 1,5 °C
H ₂ O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,20 %
EEO(-m):	0,16 - 0,19
Gelstärke (1%):	≥ 1.000 g/cm ²

Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C