

Alexa Fluor® 700 anti-human CD8a

Mouse IgG1, kappa
HIT8a

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B300920 | **BioLegend** | Herstellernummer: 300920

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HIT8a

Format: A700

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 700 anti-human CD8a

Clone: HIT8a

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T8, Leu2

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: A700

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3434>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>