


SeaKem HE Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849021 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50021

132,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Applikation: Protein-Auftrennung, Serumprotein-Elektrophorese

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: größer 600 kDa

Verpackung: 25 g

Die Vorteile:

- Sicher – Keine toxischen Monomerlösungen nötig
- Flexibel – Gele können mit Standard Laemmli Puffer Systemen gemacht werden
- Effizientes Recovery – Einfach Probenrückgewinnung mit hohe Ausbeuten

Typische Anwendungen:

- Serum Protein Elektrophorese, IEP, Crossed-IEP, CIEP

Die Daten:

Agarose	SeaKem HE
Gelietemperatur (1,5 %)	36 °C ± 1,5 °C
H ₂ O	≤ 10 %
Sulfat	≤ 0,20 %
EEO(-mr)	0,23-0,26
Gelstärke (1 %)	≥ 650 g/cm ²

Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C