


SeaKem HEEO Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849031 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50031

169,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Applikation: Immunelektrophorese IgG und IgM, Protein-Auftrennung

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: größer 600 kDa

Verpackung: 25 g

Die Vorteile:

- Sicher – Keine toxischen Monomerlösungen nötig
- Flexibel – Gele können mit Standard Laemmli Puffer Systemen gemacht werden
- Effizientes Recovery – Einfach Probenrückgewinnung mit hohe Ausbeuten

Typische Anwendungen:

- Immunelektrophorese von IgG und IgM

Die Daten:

Agarose	SeaKem HEEO
Gelietemperatur (1,5 %)	36 °C ± 1,5 °C
H ₂ O	≤ 10 %
Sulfat	≤ 0,25 %
EEO(-mr)	≥ 0,30
Gelstärke (1 %)	≥ 650 g/cm ²

Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C