

SeaPlaque Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849101 | **Lonza** | Herstellernummer: 50101




Abbildung ähnlich

306,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendung: DNA-/RNA-Isolierung, Klonierung, Protein-Auftrennung, Viral Plaque Assays, Zellkultur

Eigenschaften: Low Melting Point

Kategorie: DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: 200 bp - 25 kb, 600 - 5000 kDa

Verpackung: 25 g




Seit über 40 Jahren die "Low Melting Temperature" Agarose

Die Vorteile:

- Ideal für DNA- und RNA-Recovery
- Zur Auftrennung von 200 bp – 25 kb Fragmenten
- Mehr als 40 Jahre Erfahrung

Die Daten:

Schmelztemperatur (1,5%):	≤ 65 °C
Geltemperatur (1,5%):	26 °C - 30 °C
H ₂ O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,10 %
EEO(-m):	≤ 0,10
Gelstärke (1%):	≥ 200 g/cm ²
DNase- und RNase-Aktivität:	Nicht nachweisbar



Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Präparative DNA- und RNA-Elektrophorese
- Virale Plaque Assays
- Zellkulturen