


IsoGel Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849202 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50202

621,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Applikation: Isoelektrische Fokussierung, Protein Blotting

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: kleiner 2000 kDa

Verpackung: 25 g

Die Vorteile:

- Sicher – kein toxisches Acrylamid nötig
- Schnell – kürzere Färbezeiten
- Einfach – nichtklebend und einfach zu blotten

Applikationen:

- Isoelektrische Fokussierung
- Antikörper-Auftrennung und -Analyse
- Immunfixierung direkt im Gel
- Protein Blotting
- Immundetektion von Proteinen

Die Daten:

H ₂ O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,20 %
EEO(-mr):	nicht nachweisbar
Gelstärke (1.5%):	≥ 500 g/cm ²
IEF Test:	bestanden

Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C