

## SeaPrep Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 849302 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50302



**399,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Applikation:** Einbettung von Zellen, Soft Agarose Klonierung

**Eigenschaften:** Low Melting Point

**Kategorie:** Zellkultur

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** N/A

**Verpackung:** 25 g

**Spezialagarose mit extrem niedrigem Schmelzpunkt**

**Die Vorteile:**

- Ideal für In-Gel Techniken und Zellkulturanwendungen

**Die Daten:**

Schmelztemperatur (1%)	≤ 50 °C
Geltemperatur (0,8%)	8 °C - 17 °C
Gelstärke (2%)	75 g/cm <sup>2</sup>

**Lagerbedingungen:** 18 °C - 26 °C

**Typische Anwendungen:**

- Hybridoma Klonierung
- Zellkulturen und Einbettung von Zellen
- Kulturen pflanzlicher Protoplasten