

Alexa Fluor® 700 anti-human CD3

Mouse IgG1, kappa
UCHT1

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B300423 | **BioLegend** | Herstellernummer: 300423

75,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: UCHT1

Format: A700

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Alexa Fluor® 700 anti-human CD3

Clone: UCHT1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T3, CD3epsilon

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: A700

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3394>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>