

SeaKem Gold Agarose

25 g

Artikel-Nr.: 859152 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50152

361,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Applikation: Blotting Megabasen DNA, Protein-Auftrennung, Pulsfeldgelelektrophorese

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: 1 kb - 10 Mb, 600 - 5000 kDa

Verpackung: 25 g



Die Wahl für Auftrennungen im Megabasenbereich und Pulsfeld-Gelelektrophorese

Die Vorteile:

- Optimale Trennung großer Fragmente durch niedrige EEO (< 0,5)
- Schnelle Trennung von Megabasen-DNA zwischen 50 kb und 10 Mb mittels PFGE



Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Auftrennung großer Fragmente
- PFGE
- Blotting von Megabasen DNA