

DNA Marker, 50 - 1000 bp


50 Anwendungen

250 µl

Artikel-Nr.: 850461 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50461

279,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Bandenanzahl: 9

Eigenschaften: Ladepuffer extra

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Marker

Trennbereich: 50 bp - 1 kb

Verpackung: 250 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

Die Daten:

- 9 Fragmente: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 525, 700 und 1000 bp
- Konzentration: 90 ng/µl

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C