

## DNA Marker, 1 - 10 kb


100 Anwendungen

2 x 250 µl

Artikel-Nr.: 850471 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50471

**329,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Bandenanzahl:** 9

**Eigenschaften:** Ladepuffer extra

**Kategorie:** Elektrophorese

**Produkttyp:** DNA Marker

**Trennbereich:** 1 - 10 kb

**Verpackung:** 2 x 250 µl

### Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

### Die Daten:

- 9 Fragmente: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 und 10 kb
- Konzentration: 90 ng/µl

### Lagerbedingungen:

2 - 8 °C