

PE anti-mouse GITR Ligand

Rat IgG1, kappa
YGL 386

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B120306 | **BioLegend** | Herstellernummer: 120306

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: YGL 386

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG1

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse GITR Ligand

Clone: YGL 386

Isotype: Rat IgG1, kappa

Other_Names: AITRL, TNFSF18, TL6, GITRL

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2924>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>