

IsoGel Plate Accessory Pack, für 6 Platten

(Blotting Papier 120 x 130 mm, Dochte 125 mm


Applikationsmasken 12.5 cm x 8 Well)

1 Pack

Artikel-Nr.: 856014 | **Lonza** | Herstellernummer: 56014

105,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Format: 12 x 13 cm und 12.5 cm

Kategorie: Isoelektrische Fokussierung

Produkttyp: Zubehör Kit IEF-Gele

Verpackung: 1 Pack