


## IsoGel Agarose IEF Plates, pH 3-10

6 Platten

Artikel-Nr.: 856015 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 56015



**482,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eigenschaften:** pH Gradient 3-10

**Format:** 10 x 12.5 cm

**Kategorie:** Isoelektrische Fokussierung

**Produkttyp:** Agarose-Gelplatten für IEF

**Trennbereich:** größer 200 kDa

**Verpackung:** 6 Platten

### Die Vorteile:

- Schnell – Proteinen können schnell vom Gel auf die Membran transferiert werden, *in situ* gefärbt oder innerhalb einer Stunde mittels Antikörper detektiert werden
- Bequem – Praktisches 125 x 100 mm Gel-Format passt in die häufigsten horizontalen IEF Kammern
- Zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen (Analysezertifikate auf Anfrage erhältlich)

### Lagerbedingungen:

Ab Herstellungsdatum 12 Monate bei 2 °C - 8 °C

Zubehör (Accessory Packs) bei 18 °C - 26 °C